



NACZYNIA I POJEMNIKI PLASTIKOWE

KATALOG **2017**

STRONY **218 | 229**



Zlewki polipropylenowe skalowane z wytłoczoną podziałką

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Zlewki o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min, skalowane **z trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**. Przeznaczone do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności $\pm 10\%$. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	ścianka [mm]
4 100 000 025	25	1	34	49	1,3
4 100 000 050	50	2	41	60	1,3
4 100 000 100	100	5	51	72	1,5
4 100 000 250	250	10	71	95	1,7
4 100 000 500	500	10	87	119	1,8
4 100 001 000	1000	20	109	147	1,8
4 100 002 000	2000	50	132	183,5	1,8
4 100 003 000	3000	500	158	201	2,5
4 100 005 000	5000	500	188,5	229	2,5



Zlewki polipropylenowe skalowane z malowaną podziałką

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Zlewki o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min, skalowane **z trwałą niebieską malowaną podziałką**. Przeznaczone do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności $\pm 10\%$. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	ścianka [mm]
4 100 100 025	25	1	34	49	1,3
4 100 100 050	50	2	41	60	1,3
4 100 100 100	100	5	51	72	1,5
4 100 100 250	250	10	71	95	1,7
4 100 100 500	500	10	87	119	1,8
4 100 101 000	1000	20	109	147	1,8
4 100 102 000	2000	50	132	183,5	1,8
4 100 103 000	3000	500	158	201	2,5
4 100 105 000	5000	500	188,5	229	2,5

Zlewki z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką

Materiał: PMP krystalicznie czysty. Zlewki o wysokiej odporności chemicznej, skalowane **z trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**, odporne na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności $\pm 10\%$. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**



Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	ścianka [mm]
4 101 000 025	25	1	34	49	1,3
4 101 000 050	50	2	42	60	1,3
4 101 000 100	100	5	52	72	1,5
4 101 000 250	250	10	71	95	1,7
4 101 000 500	500	10	88	119	1,8
4 101 001 000	1000	20	110	146	1,8
4 101 002 000	2000	50	133	184	1,8
4 101 003 000	3000	500	159	200	2,5
4 101 005 000	5000	500	190	228	2,5

Zlewki polipropylenowe skalowane z uchwytem wysokie

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Zlewki wysokie z uchwytem o wysokiej odporności chemicznej, skalowane, z **trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**, autoklawowalne w warunkach 121C i 20min. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]
4 103 000 250	250	5	73	119
4 103 000 500	500	10	93	140
4 103 001 000	1000	10	117	169
4 103 002 000	2000	20	149	213
4 103 003 000	3000	50	172	240

**Zlewki polipropylenowe skalowane z uchwytem niskie**

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Zlewki niskie z uchwytem o wysokiej odporności chemicznej, skalowane, z **trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**, autoklawowalne w warunkach 121C i 20min. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]
4 104 000 500	500	25	90	116
4 104 001 000	1000	50	116	131
4 104 002 000	2000	50	145	165
4 104 003 000	3000	100	165	180
4 104 005 000	5000	250	190	225

**Kolby stożkowe typu Erlenmeyer'a**

Materiał: polipropylen. Kolby stożkowe typu Erlenmayer'a skalowane, z **trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121C i 20min. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	szyja ø/wys. [mm]
4 113 000 050	50	10	14/23
4 113 000 125	125	25	14/23
4 113 000 250	250	25	19/26
4 113 000 500	500	50	24/29
4 113 001 000	1000	50	29/32
4 113 002 000	2000	100	34/35

**Butle z polietylenu z szeroką szyją z nakrętką z podziałką**

Materiał: polietylen. Butle z szeroką szyją gwintowaną, z nakrętką, o wysokiej szczelności gwintu. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]	gwint
4 120 000 050	50	10	38	88	24	GL32
4 120 000 100	100	20	48	105	24	GL32
4 120 000 250	250	25	60	140	38	GL45
4 120 000 500	500	100	75	170	38	GL45
4 120 001 000	1000	100	95	206	55	GL63
4 120 002 000	2000	100	120	252	55	GL63





Butle z polietylenu z wąską szyją z nakrętką z podziałką

Materiał: polietylen. Butle z wąską szyją gwintowaną, z nakrętką, o wysokiej szczelności gwintu. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]	gwint
4 120 100 050	50	10	38	90	13	GL18
4 120 100 100	100	20	48	106	13	GL18
4 120 100 250	250	25	60	148	19	GL25
4 120 100 500	500	100	75	180	19	GL25
4 120 101 000	1000	100	95	222	23	GL32
4 120 102 000	2000	500	120	271	23	GL32



Butle z polipropylenu z szeroką szyją z nakrętką z podziałką

Materiał: polipropylen. Butle z podziałką z szeroką szyją, odporne chemicznie, z nakrętką, o wysokiej szczelności gwintu. Autoklawowalne. Przed autoklawowaniem należy zdemonstować nakrętkę. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]	gwint
4 121 000 050	50	10	38	88	24	GL32
4 121 000 100	100	20	48	105	24	GL32
4 121 000 250	250	25	60	140	38	GL45
4 121 000 500	500	100	75	170	38	GL45
4 121 001 000	1000	100	95	206	55	GL63
4 121 002 000	2000	100	120	252	55	GL63



Butle z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką z podziałką

Materiał: polipropylen. Butle z podziałką z wąską szyją, odporne chemicznie, z nakrętką, o wysokiej szczelności gwintu. Autoklawowalne. Przed autoklawowaniem należy zdemonstować nakrętkę. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]	gwint
4 121 100 050	50	10	38	92	13	GL18
4 121 100 100	100	20	48	108	13	GL18
4 121 100 250	250	25	60	150	19	GL25
4 121 100 500	500	100	75	182	19	GL25
4 121 101 000	1000	100	95	224	23	GL32



Butle graniaste, skalowane, z szeroką szyją, z podziałką

Materiał: butla - polietylen, nakrętką - polipropylen. Butle graniaste oszczędzające miejsce, do długiego przechowywania materiałów. Podziałka o zgrubnej dokładności ułatwia napełnianie butli. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	Nazwa produktu	podziałka [ml]	wymiary [mm]	Ø szyjki [mm]
4 122 000 025	Butla graniasta z podziałką 25ml	5	32x34x52	18
4 122 000 050	Butla graniasta z podziałką 50ml	10	38x38x70	24
4 122 000 100	Butla graniasta z podziałką 100ml	20	42x48x90	34,5
4 122 000 250	Butla graniasta z podziałką 250ml	50	57x60x110	34,5
4 122 000 500	Butla graniasta z podziałką 500ml	100	70x80x138	45
4 122 001 000	Butla graniasta z podziałką 1000ml	100	80x103x176	58
4 122 002 000	Butla graniasta z podziałką 2000ml	100	100x134x210	58

Butle na materiały światłoczułe

Materiał: ciemny polietylen. Butle nieprzezroczyste z wąską szyją gwintowaną, z nakrętką i podziałką, o wysokiej szczelności gwintu. Przeznaczone do przechowywania materiałów światłoczułych.

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wys. [mm]	ø szyjki [mm]
4 125 100 500	500	74	157	23
4 125 101 000	1000	94	205	33

**Butle na wodę destylowaną z zaworem spustowym**

Materiał : polietylen. Butle o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2mm. Butle bardzo odporne z szyją gwintowaną, z nakrętką z uszczelnieniem typu „O”- ring. Wyposażone są w zawór o gwincie 3/4" i o średnicy wylewu 8,5mm. Mogą być używane w temperaturach zbliżonych do 0C. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	Nazwa produktu	ø butli [mm]	wys. [mm]	ø ₂ szyjki [mm]	ilość uchwytów	zawór spustowy
4 129 005 000	Butla na wodę destylowaną 5l	170	345	62,5	1	tak
4 129 010 000	Butla na wodę destylowaną 10l	210	425	62,5	1	tak
4 129 025 000	Butla na wodę destylowaną 25l	280	565	95,5	2	tak
4 129 050 000	Butla na wodę destylowaną 50l	350	700	95,5	2	tak
4 129 090 000	Zawór spustowy do butli na wodę destylowaną					

**Butle na wodę destylowaną bez zaworu spustowego**

Materiał : polietylen. Butle o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2mm. Butle bardzo odporne z szyją gwintowaną, z nakrętką wyposażoną w „O”- ring. Mogą być używane w temperaturach zbliżonych do 0C. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	Nazwa produktu	ø butli [mm]	wys. [mm]	ø ₂ szyjki [mm]	ilość uchwytów	zawór spustowy
4 129 105 000	Butla na wodę destylowaną 5l	170	345	62,5	1	nie
4 129 110 000	Butla na wodę destylowaną 10l	210	425	62,5	1	nie
4 129 125 000	Butla na wodę destylowaną 25l	280	565	95,5	2	nie
4 129 150 000	Butla na wodę destylowaną 50l	350	700	95,5	2	nie

**Kanistry na materiały niebezpieczne**

Materiał: polietylen o wysokiej gęstości. Przeznaczone do przechowywania ciekłych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania II i III o gęstości do 1,4g/cm³, dla których cieczą wzorcową jest kwas octowy lub benzyna do lakierów (w tym do benzenu, toluenu i ksylenów).

Numer	Nazwa produktu	wymiary [mm]	ø wlewu [mm]	zamknięcie
4 130 010 000	Kanister na materiały niebezpieczne 10 l	190x229x285	35	SK-45
4 130 020 000	Kanister na materiały niebezpieczne 20 l	294x257x360	44,5	SK-55





Pojemniki cylindryczne z nakrętką

Materiał: polietylen o wysokiej gęstości. Pojemniki wyposażone w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powoduje, że nadaje się doskonale do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.

Numer	pojemność [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]
4 140 000 060	60	52	48	38
4 140 000 125	125	60	62	51
4 140 000 250	250	67	100	54
4 140 000 500	500	80	131	67
4 140 001 000	1000	103	157	86
4 140 001 550	1550	113	181	86
4 140 002 000	2000	128	205	105



Tryskawki zintegrowane

Materiał: polietylen. Tryskawki o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej łatwy uchwyt, posiadające zintegrowany wylew wyposażony w kapturek. Powiększenie prędkości wypływu cieczy możliwe poprzez przycięcie wylewu o przekroju stożkowym. Kolor neutralny. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	wysokość [mm]	gwint
4 150 000 250	250	140	GL32
4 150 000 500	500	178	GL32



Tryskawki z kolorową nakrętką z szeroką szyją

Materiał: polietylen. Butla gwintowana w kolorze neutralnym z szeroką szyją ułatwiającą napełnianie. Konstrukcja nakrętki zabezpiecza przez ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. Nakrętki w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym lub neutralne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	Ø szyjki [mm]	gwint
4 151 000 250	250	60	140	38	GL45
4 151 000 500	500	75	165	38	GL45



Tryskawki z kolorową nakrętką z wąską szyją

Materiał: polietylen. Butla gwintowana w kolorze neutralnym z wąską szyją. Konstrukcja nakrętki zabezpiecza przez ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. Nakrętki w kolorze czerwonym. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]
4 153 000 250	250	60	140
4 153 000 500	500	75	180
4 153 001 000	1000	95	220

Lejki polipropylenowe zwykłe

Materiał: polipropylen. Lejki o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Każdy typ lejka przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne uźebrowanie na powierzchni stożkowej. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**


Numer	ø lejka [mm]	ø trzonka [mm]
4 161 000 027	27	4
4 161 000 037	37	5
4 161 000 046	46	5
4 161 000 066	66	10
4 161 000 081	81	11
4 161 000 100	100	11
4 161 000 120	120	11
4 161 000 150	150	14
4 161 000 183	183	14



Lejki polipropylenowe szybkossące

Materiał: polipropylen. Lejki o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Każdy typ lejka przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne uźebrowanie na powierzchni stożkowej. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	ø lejka [mm]	ø trzonka [mm]	długość trzonka [mm]
4 162 000 065	65	8	150
4 162 000 079	78,5	8	143
4 162 000 104	103,5	8	145



Lejki do materiałów sypkich

Materiał: polipropylen. Lejki o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min. Duża średnica wypływu lejka umożliwia przesypywanie proszków. Kąt rozwarcia 60°. Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne uźebrowanie na powierzchni stożkowej.

Numer	ø lejka [mm]	ø trzonka [mm]
4 163 000 060	60	15
4 163 000 080	80	15
4 163 000 100	100	25
4 163 000 120	120	30
4 163 000 150	150	36
4 163 000 180	180	43



Lejki filtracyjne typu Büchner'a

Materiał: polipropylen. Lejki o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120°C. Lejki o konstrukcji dwuelementowej, rozkładane celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	ø lejka [mm]	ø otworów [mm]	pojemność [ml]
4 164 000 055	55	1,1	70
4 164 000 070	70	2	180
4 164 000 080	80	2	285
4 164 000 090	90	2,5	390
4 164 000 110	110	2,5	810
4 164 000 160	160	2,75	2100





Cylindry miarowe polipropylenowe skalowane z wytłoczoną podziałką

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Cylindry skalowane, z **trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki**, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min. Przeznaczone do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czyste chemicznie. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	dokładność [ml]
4 200 000 010	10	2/0,2	13,5	140	±0,2
4 200 000 025	25	5/0,5	18	195	±0,5
4 200 000 050	50	10/1,0	25,5	199	±1,0
4 200 000 100	100	10/1,0	30,5	249	±1,0
4 200 000 250	250	20/2,0	41,5	315	±2,0
4 200 000 500	500	50/5,0	55	361	±5,0
4 200 001 000	1000	100/10,0	66	439	±10,0
4 200 002 000	2000	200/20,0	84	531	±20,0



Cylindry miarowe polipropylenowe skalowane z malowaną podziałką

Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. Cylindry skalowane, z **trwałą malowaną niebieską podziałką**, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne w warunkach 121°C i 20min. Przeznaczone do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czyste chemicznie. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	dokładność [ml]
4 200 100 010	10	2/0,2	13,5	140	±0,2
4 200 100 025	25	5/0,5	18	195	±0,5
4 200 100 050	50	10/1,0	25,5	199	±1,0
4 200 100 100	100	10/1,0	30,5	249	±1,0
4 200 100 250	250	20/2,0	41,5	315	±2,0
4 200 100 500	500	50/5,0	55	361	±5,0
4 200 101 000	1000	100/10,0	66	439	±10,0
4 200 102 000	2000	200/20,0	84	531	±20,0



Cylindry miarowe z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką

Materiał PMP krystalicznie czysty. Cylindry z **trwałą podziałką wytłoczoną w materiale ścianki** o wysokiej odporności chemicznej, odporne na chwilową temperaturę do 170°C. Autoklawowalne. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	Ø [mm]	wys. [mm]	dokładność [ml]
4 201 000 010	10	2/0,2	13,5	139	±0,2
4 201 000 025	25	5/0,5	18,5	195	±0,5
4 201 000 050	50	10/1,0	26	199	±1,0
4 201 000 100	100	10/1,0	31	249	±1,0
4 201 000 250	250	20/2,0	41,5	315	±2,0
4 201 000 500	500	50/5,0	55	361	±5,0
4 201 001 000	1000	100/10,0	66	438	±10,0
4 201 002 000	2000	200/20,0	84	531	±20,0

Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem

Materiał: **polipropylen o wysokiej przejrzystości**. Konstrukcja szyjki przeciwdziała powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminuje zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wys. [mm]	ø szyjki [mm]	wys. szyjki [mm]
4 205 000 025	25	36	121	12	21
4 205 000 050	50	46	143	14	23
4 205 000 100	100	58	174	14	23
4 205 000 250	250	82	225	19	26
4 205 000 500	500	100	265	19	26
4 205 001 000	1000	120	325	19	26



Kolby miarowe polipropylenowe z nakrętką

Materiał: **polipropylen o wysokiej przejrzystości**. Konstrukcja szyjki przeciwdziała powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminuje zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wys. [mm]	gwint
4 205 100 025	25	36	121	GL18
4 205 100 050	50	46	143	GL18
4 205 100 100	100	58	174	GL18
4 205 100 250	250	82	225	GL25
4 205 100 500	500	100	265	GL25
4 205 101 000	1000	120	325	GL25



Kolby miarowe z PMP z korkiem

Materiał: **PMP krystalicznie czysty**. Kolby miarowe o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziała powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminuje zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowane metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wys. [mm]	ø szyjki [mm]	wys. szyjki [mm]
4 206 000 050	50	46	143	14	23
4 206 000 100	100	58	174	14	23
4 206 000 250	250	82	225	19	26
4 206 000 500	500	100	265	19	26
4 206 001 000	1000	120	325	19	26



Kolby miarowe z PMP z nakrętką

Materiał: **PMP krystalicznie czysty**. Kolby miarowe o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziała powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminuje zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowane metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalne. **Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wys. [mm]	gwint
4 206 100 050	50	46	143	GL18
4 206 100 100	100	58	174	GL18
4 206 100 250	250	82	225	GL18
4 206 100 500	500	100	265	GL25
4 206 101 000	1000	120	325	GL25





Lej sedimentacyjny typu Imhoff'a

Materiał : SAN krystalicznie czysty. Trwała podziałka wytłoczona w materiale ścianki. Łatwe opróżnianie poprzez zamontowany w dnie wylot z polipropylenową gwintowaną nakrętką. Pojemność leja 1000ml. Górna średnica leja 125mm, wysokość 480mm.

Numer	Nazwa produktu	podziałka [ml]	do pojemności [ml]
4 207 001 000	Lej sedimentacyjny typu Imhoff'a	0,1	2
		0,5	10
		1,0	40
		2,0	100
		50,0	1000



Rozdzielacz stożkowy z PMP

Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej. Pojemność 500ml. Trwała podziałka wytłoczona w materiale ścianki. Precyzyjny wypływ poprzez zamontowany w dnie zawór. Dekiel zakręcany, wyposażony w korek. Całość łatwo demontowalna do czyszczenia. Autoklawowalny.

Numer	Nazwa produktu	podziałka [ml]	do pojemności [ml]
4 208 000 500	Rozdzielacz stożkowy z PMP	2,0	20
		5,0	50
		25,0	500



Butle z dozownikiem

Materiał: butla - polietylen, dozownik - PMP. Przepompowanie substancji następuje poprzez ucisk butli. Ilość substancji pozostającej w dozowniku może być precyzyjnie regulowana poprzez przesuw dozownika wzdłuż rurki. **Nadają się do pracy z materiałami spożywczymi.**

Numer	Nazwa produktu
4 211 000 500	Butla 500ml z dozownikiem 50ml
4 211 001 000	Butla 1000ml z dozownikiem 50ml



Kroplomierze polietylenowe

Materiał: polietylen. Kroplomierz z gumowym balonikiem. **Nadają się do pracy z materiałami spożywczymi.**

Numer	pojemność [ml]	ø [mm]	wysokość [mm]
4 220 000 050	50	35	96
4 220 000 100	100	43	115
4 220 000 250	250	60	140
4 220 000 500	500	75	180
4 220 001 000	1000	95	220

Nakrętki z kropłomierzem o długim wylewie

Materiał: polietylen. Nakrętki kropłomierzy wyposażone w kapturek zamykający wypływ cieczy. Nadają się do butelek polietylenowych 4120100050, 4120100100, 4120100250, 4120100500, 4120101000, 4120102000.

Numer	Nazwa produktu	dł. wylewu [mm]	gwint
4 221 000 018	Nakrętka kropłomierza z wylewem o długości 40mm	40	GL18
4 221 000 025	Nakrętka kropłomierza z wylewem o długości 41mm	41	GL25
4 221 000 032	Nakrętka kropłomierza z wylewem o długości 42mm	42	GL32

**Biurety proste**

Materiały: PVC-PMP-FEP. Wysoka odporność chemiczna. Biureta o wysokiej dokładności wykonana w klasie B. Eliminuje niebezpieczeństwo jakie ze sobą niesie pęknięcie biurety wykonanej w szkłe. Wykonanie zaworu z materiału FEP zapewnia jego wysoką szczelność.

Numer	Nazwa produktu
4 231 000 010	Biureta prosta 10ml z podziałką 0,1ml
4 231 000 025	Biureta prosta 25ml z podziałką 0,1ml
4 231 000 050	Biureta prosta 50ml z podziałką 0,1ml

**Eksykatory**


Materiał: polipropylen/poliwęglan. Wykonane z zamontowanym w poliwęglanowej pokrywie zaworem, umożliwiającym kontrolowany przepływ powietrza. Eksykatory wyposażone w uszczelkę neoprenową typu „O” - ring, wytrzymują próżnię 740mm Hg ze stratą nie większą niż 20mm Hg w czasie 24h. Należy stosować polipropylenowe wkłady odpowiednie dla danego typu eksykatora.

Numer	Ø [mm]	pojemność [l]	wys. zewn. [mm]	wys. wewn. [mm]
4 333 000 150	150	2,15	190	135
4 333 000 200	200	4,35	230	175
4 333 000 250	250	9,20	300	225

**Wkłady do eksykatorów**

Materiał: polipropylen.

Numer	Ø [mm]	grubość [mm]
4 334 000 150	140,5	7
4 334 000 200	189	7,3
4 334 000 250	238	7





Naczynka wagowe polipropylenowe

Materiał: polipropylen. Redukują wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne.

Numer	ø [mm]	wysokość [mm]	pojemność [ml]	tara [g]
4 367 030 048	30	48	23	8
4 367 040 029	40	29	20	8
4 367 040 069	40	69	60	14
4 367 049 029	49	29	30	10
4 367 059 034	59	34	50	18
4 367 059 088	59	88	190	28
4 367 070 120	70	118	360	40



Naczynka polietylenowe na próbki

Materiał: polietylen. Naczynka mogą być używane jako naczynka wagowe oraz pojemniki na próbki spożywcze.

Numer	Nazwa produktu	ø [mm]	wysokość [mm]
4 368 000 001	Naczynko polietylenowe 1 ml na próbki (500szt)	8	32
4 368 000 003	Naczynko polietylenowe 2,5 ml na próbki (100szt)	14	31,5
4 368 000 005	Naczynko polietylenowe 5 ml na próbki (100szt)	15	49
4 368 000 007	Naczynko polietylenowe 7 ml na próbki (100szt)	22,8	32,9
4 368 000 008	Naczynko polietylenowe 8 ml na próbki (100szt)	17,2	57,6
4 368 000 020	Naczynko polietylenowe 20 ml na próbki (100szt)	24,8	74,5
4 368 000 025	Naczynko polietylenowe 25 ml na próbki (50szt)	31,3	52,5
4 368 000 035	Naczynko polietylenowe 35 ml na próbki (50szt)	31	74,5



Korki stożkowe polietylenowe

Materiał: polietylen.

Numer	stożek N/S	ø duża [mm]	ø mała [mm]	wys. [mm]	kolor korka
4 369 010 000	7/16	7	5,9	16	fioletowy
4 369 020 000	10/19	10	8,1	19	niebieski
4 369 030 000	12/21	12	10,4	21	zielony
4 369 040 000	14/23	14	12,2	23	brązowy
4 369 050 000	19/26	19	16,4	26	żółty
4 369 060 000	24/29	24	21,1	29	czerwony
4 369 070 000	29/32	29	25,8	32	czarny
4 369 080 000	34/35	34	30,9	35	biały

Kuwety polistyrenowe

Materiał: polistyren wysokoudarowy. Nadają się do pracy z materiałami spożywczymi.

Numer	dł _z [mm]	szer _z [mm]	wys _z [mm]	dł _w [mm]	szer _w [mm]	wys _w [mm]
4 371 005 701	201	151	21	170	110	10
4 371 005 702	303	151	21	270	120	10
4 371 005 703	353	252	21	320	220	10
4 371 005 704	254	254	21	220	220	10
4 371 005 705	201	151	41	150	100	30
4 371 005 706	303	151	42	260	110	30
4 371 005 707	353	253	41	310	210	30
4 371 005 708	252	252	42	210	210	30
4 371 005 709	202	151	81	140	90	70
4 371 005 710	303	151	81	240	90	70
4 371 005 711	352	252	81	290	190	70
4 371 005 712	252	252	82	200	200	70
4 371 005 713	408	300	21	380	270	10
4 371 005 714	409	300	42	360	250	30
4 371 005 715	408	299	81	340	240	70



