



SZKŁO I PORCELANA


KATALOG 2017

STRONY 246 | 283

SZKŁO LABORATORYJNE

Zlewki szklane wysokie SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 100 000 025	Zlewka szklana wysoka z wylewem 25 ml	30	55
6 100 000 050	Zlewka szklana wysoka z wylewem 50 ml	38	70
6 100 000 100	Zlewka szklana wysoka z wylewem 100 ml	48	80
6 100 000 150	Zlewka szklana wysoka z wylewem 150 ml	54	95
6 100 000 250	Zlewka szklana wysoka z wylewem 250 ml	60	120
6 100 000 400	Zlewka szklana wysoka z wylewem 400 ml	70	130
6 100 000 600	Zlewka szklana wysoka z wylewem 600 ml	80	150
6 100 000 800	Zlewka szklana wysoka z wylewem 800 ml	90	175
6 100 001 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml	95	180
6 100 002 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 2000 ml	120	240
6 100 003 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 3000 ml	135	280

Zlewki szklane wysokie Boro 3.3


Materiał: szkło białe Boro 3.3.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 100 010 025	Zlewka szklana wysoka z wylewem 25 ml	30	55
6 100 010 050	Zlewka szklana wysoka z wylewem 50 ml	38	70
6 100 010 100	Zlewka szklana wysoka z wylewem 100 ml	48	80
6 100 010 150	Zlewka szklana wysoka z wylewem 150 ml	54	95
6 100 010 250	Zlewka szklana wysoka z wylewem 250 ml	60	120
6 100 010 400	Zlewka szklana wysoka z wylewem 400 ml	70	130
6 100 010 600	Zlewka szklana wysoka z wylewem 600 ml	80	150
6 100 010 800	Zlewka szklana wysoka z wylewem 800 ml	90	175
6 100 011 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml	95	180
6 100 012 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 2000 ml	120	240
6 100 013 000	Zlewka szklana wysoka z wylewem 3000 ml	135	280

Zlewki szklane niskie SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 100 100 005	Zlewka szklana niska z wylewem 5 ml	22	30
6 100 100 010	Zlewka szklana niska z wylewem 10 ml	26	35
6 100 100 025	Zlewka szklana niska z wylewem 25 ml	34	50
6 100 100 050	Zlewka szklana niska z wylewem 50 ml	42	60
6 100 100 100	Zlewka szklana niska z wylewem 100 ml	50	70
6 100 100 150	Zlewka szklana niska z wylewem 150 ml	60	80
6 100 100 250	Zlewka szklana niska z wylewem 250 ml	70	95
6 100 100 400	Zlewka szklana niska z wylewem 400 ml	80	110
6 100 100 600	Zlewka szklana niska z wylewem 600 ml	90	125
6 100 100 800	Zlewka szklana niska z wylewem 800 ml	100	135
6 100 101 000	Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml	105	145
6 100 102 000	Zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml	130	185
6 100 103 000	Zlewka szklana niska z wylewem 3000 ml	150	210
6 100 105 000	Zlewka szklana niska z wylewem 5000 ml	170	270



Zlewki szklane niskie Boro 3.3


Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 100 110 025	Zlewka szklana niska z wylewem 25 ml	34	50
6 100 110 050	Zlewka szklana niska z wylewem 50 ml	42	60
6 100 110 100	Zlewka szklana niska z wylewem 100 ml	50	70
6 100 110 150	Zlewka szklana niska z wylewem 150 ml	60	80
6 100 110 250	Zlewka szklana niska z wylewem 250 ml	70	95
6 100 110 400	Zlewka szklana niska z wylewem 400 ml	80	110
6 100 110 600	Zlewka szklana niska z wylewem 600 ml	90	125
6 100 110 800	Zlewka szklana niska z wylewem 800 ml	100	135
6 100 111 000	Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml	105	145
6 100 112 000	Zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml	130	185
6 100 113 000	Zlewka szklana niska z wylewem 3000 ml	150	210
6 100 115 000	Zlewka szklana niska z wylewem 5000 ml	170	270

**Zlewki szklane niskie z uchwytem SIMAX**


Materiał: szkło białe SIMAX.


Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 100 200 250	Zlewka szklana niska z wylewem, z uchwytem 250 ml	70	95
6 100 200 400	Zlewka szklana niska z wylewem, z uchwytem 400 ml	80	110
6 100 200 600	Zlewka szklana niska z wylewem, z uchwytem 600 ml	90	125
6 100 201 000	Zlewka szklana niska z wylewem, z uchwytem 1000 ml	105	145

**Kolby szklane stożkowe z wąską szyją SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 300 025	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 25 ml	42	22	75
6 100 300 050	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 50 ml	51	22	90
6 100 300 100	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 100 ml	64	22	105
6 100 300 200	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 200 ml	79	34	135
6 100 300 250	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 250 ml	85	34	145
6 100 300 300	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 300 ml	87	34	160
6 100 300 500	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 500 ml	105	34	180
6 100 301 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 1000 ml	131	42	220
6 100 302 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 2000 ml	166	50	280
6 100 303 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 3000 ml	187	50	310
6 100 305 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 5000 ml	220	50	365






Kolby szklane stożkowe z wąską szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 310 100	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 100 ml	64	22	105
6 100 310 200	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 200 ml	79	34	131
6 100 310 250	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 250 ml	85	34	140
6 100 310 300	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 300 ml	87	34	156
6 100 310 500	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 500 ml	105	34	175
6 100 311 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 1000 ml	131	42	220
6 100 312 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 2000 ml	166	50	280
6 100 313 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 3000 ml	187	50	310
6 100 315 000	Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 5000 ml	220	50	365




Kolby szklane stożkowe z szeroką szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 400 025	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 25 ml	42	32	70
6 100 400 050	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 50 ml	51	34	85
6 100 400 100	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 100 ml	64	34	105
6 100 400 200	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 200 ml	79	50	131
6 100 400 250	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 250 ml	85	50	140
6 100 400 300	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 300 ml	87	50	156
6 100 400 500	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 500 ml	105	50	175
6 100 401 000	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 1000 ml	131	50	220
6 100 402 000	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 2000 ml	153	72	280



Kolby szklane stożkowe z szeroką szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 410 050	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 50 ml	51	34	85
6 100 410 100	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 100 ml	64	34	105
6 100 410 200	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 200 ml	79	50	131
6 100 410 300	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 300 ml	87	50	156
6 100 410 500	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 500 ml	105	50	170
6 100 411 000	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 1000 ml	131	50	215
6 100 412 000	Kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 2000 ml	153	72	280




Kolby szklane stożkowe z gwintem i nakrętką polipropylenową SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Autoklawowalne do 121C.




Numer	Nazwa produktu	GL [mm]	d [mm]	h [mm]
6 100 500 100	Kolba szklana stożkowa z gwintem i nakrętką polipropylenową 100 ml	25	64	100
6 100 500 250	Kolba szklana stożkowa z gwintem i nakrętką polipropylenową 250 ml	32	85	140
6 100 500 500	Kolba szklana stożkowa z gwintem i nakrętką polipropylenową 500 ml	32	105	175
6 100 501 000	Kolba szklana stożkowa z gwintem i nakrętką polipropylenową 1000 ml	32	131	215

**Kolby szklane typu Kjeldahla SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 600 050	Kolba szklana typu Kjeldahla 50 ml	49	22	200
6 100 600 100	Kolba szklana typu Kjeldahla 100 ml	60	34	200
6 100 600 250	Kolba szklana typu Kjeldahla 250 ml	81	34	270
6 100 600 500	Kolba szklana typu Kjeldahla 500 ml	101	34	300
6 100 601 000	Kolba szklana typu Kjeldahla 1000 ml	126	34	350

**Kolby szklane płaskodenne z wąską szyją SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.








Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 800 050	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml	51	22	100
6 100 800 100	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 100 ml	64	22	110
6 100 800 250	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 250 ml	85	34	140
6 100 800 500	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 500 ml	105	34	170
6 100 801 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 1000 ml	131	42	200
6 100 802 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 2000 ml	166	50	250
6 100 804 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 4000 ml	207	50	300
6 100 806 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 6000 ml	236	65	340
6 100 810 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 10000 ml	279	65	400

**Kolby szklane płaskodenne z wąską szyją Boro 3.3**

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 810 100	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 100 ml	64	22	110
6 100 810 250	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 250 ml	85	34	140
6 100 810 500	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 500 ml	105	34	170
6 100 811 000	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 1000 ml	131	42	200





Kolby szklane płaskodenne z szeroką szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 900 050	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 50 ml	51	34	100
6 100 900 100	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 100 ml	64	34	110
6 100 900 250	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 250 ml	85	50	140
6 100 900 500	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 500 ml	105	50	170
6 100 901 000	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 1000 ml	131	50	200
6 100 902 000	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 2000 ml	166	76	250

Kolby szklane płaskodenne z szeroką szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 100 910 050	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 50 ml	51	34	100
6 100 910 100	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 100 ml	64	34	110
6 100 910 250	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 250 ml	85	50	140
6 100 910 500	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 500 ml	105	50	170
6 100 911 000	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 1000 ml	131	50	200
6 100 912 000	Kolba szklana płaskodenna z szeroką szyją 2000 ml	166	76	250

Kolby szklane kuliste z wąską szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 101 100 050	Kolba szklana kulista z wąską szyją 50 ml	51	22	105
6 101 100 100	Kolba szklana kulista z wąską szyją 100 ml	64	22	115
6 101 100 250	Kolba szklana kulista z wąską szyją 250 ml	85	34	147
6 101 100 500	Kolba szklana kulista z wąską szyją 500 ml	105	34	175
6 101 101 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 1000 ml	131	42	210
6 101 102 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 2000 ml	166	50	260
6 101 104 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 4000 ml	207	50	315
6 101 106 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 6000 ml	236	65	355
6 101 110 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 10000 ml	279	65	420

Kolby szklane kuliste z wąską szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 101 200 050	Kolba szklana kulista z wąską szyją 50 ml	51	34	100
6 101 200 100	Kolba szklana kulista z wąską szyją 100 ml	64	34	110
6 101 200 250	Kolba szklana kulista z wąską szyją 250 ml	85	50	140
6 101 200 500	Kolba szklana kulista z wąską szyją 500 ml	105	50	170
6 101 201 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 1000 ml	131	50	200
6 101 202 000	Kolba szklana kulista z wąską szyją 2000 ml	166	76	250




Kolby szklane kuliste z szeroką szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 101 400 050	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 50 ml	51	34	105
6 101 400 100	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 100 ml	64	34	115
6 101 400 250	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 250 ml	85	50	145
6 101 400 500	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 500 ml	105	50	175
6 101 401 000	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 1000 ml	131	50	210
6 101 402 000	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 2000 ml	166	76	260
6 101 404 000	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 4000 ml	207	76	315
6 101 406 000	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 6000 ml	236	89	355
6 101 419 999	Kolba szklana kulista z szeroką szyją 10000 ml	279	89	420

**Butle szklane z niebieską nakrętką plastikową SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX. Do sterylizacji w temperaturze do 140C.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 102 000 050	Butla z niebieską nakrętką GL32 50 ml	46	91
6 102 000 100	Butla z niebieską nakrętką GL45 100 ml	56	100
6 102 000 250	Butla z niebieską nakrętką GL45 250 ml	70	138
6 102 000 500	Butla z niebieską nakrętką GL45 500 ml	86	176
6 102 001 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 1000 ml	101	225
6 102 002 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 2000 ml	136	260
6 102 005 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 5000 ml	186	330
6 102 010 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 10000 ml	234	410

**Butle szklane z czerwoną nakrętką plastikową SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX. Do sterylizacji w temperaturze do 180C.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 102 100 100	Butla z czerwoną nakrętką GL45 100 ml	56	100
6 102 100 250	Butla z czerwoną nakrętką GL45 250 ml	70	138
6 102 100 500	Butla z czerwoną nakrętką GL45 500 ml	86	176
6 102 101 000	Butla z czerwoną nakrętką GL45 1000 ml	101	225
6 102 102 000	Butla z czerwoną nakrętką GL45 2000 ml	136	260
6 102 105 000	Butla z czerwoną nakrętką GL45 5000 ml	186	330
6 102 110 000	Butla z czerwoną nakrętką GL45 10000 ml	234	410


**Butle szklane oranżowe z niebieską nakrętką plastikową SIMAX**

Materiał: szkło oranżowe SIMAX. Do sterylizacji w temperaturze do 140C.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 102 200 050	Butla z niebieską nakrętką GL32 50 ml, szkło oranżowe	46	91
6 102 200 100	Butla z niebieską nakrętką GL45 100 ml, szkło oranżowe	56	100
6 102 200 250	Butla z niebieską nakrętką GL45 250 ml, szkło oranżowe	70	138
6 102 200 500	Butla z niebieską nakrętką GL45 500 ml, szkło oranżowe	86	176
6 102 201 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 1000 ml, szkło oranżowe	101	225
6 102 202 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 2000 ml, szkło oranżowe	136	260
6 102 205 000	Butla z niebieską nakrętką GL45 5000 ml, szkło oranżowe	186	330





Butle szklane graniaste z niebieską nakrętką plastikową SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX. Do sterylizacji w temperaturze do 140C.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 102 300 500	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 500 ml, szkło białe	94/94	139
6 102 301 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 1000 ml, szkło białe	105/105	185
6 102 302 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 2000 ml, szkło białe	115/115	258
6 102 305 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 5000 ml, szkło białe	160x160	357

Butle szklane graniaste, oranżowe z niebieską nakrętką plastikową SIMAX

Materiał: szkło oranżowe SIMAX. Do sterylizacji w temperaturze do 140C.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 102 400 500	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 500 ml, szkło oranżowe	94/94	139
6 102 401 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 1000 ml, szkło oranżowe	105/105	185
6 102 402 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 2000 ml, szkło oranżowe	115/115	258
6 102 405 000	Butla graniasta z niebieską nakrętką GL80 5000 ml, szkło oranżowe	160x160	357




Kolby szklane próżniowe stożkowe z plastikowym tubusem SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 102 500 100	Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym tubusem 100 ml	70	24	105
6 102 500 250	Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym tubusem 250 ml	85	35	145
6 102 500 500	Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym tubusem 500 ml	105	35	175
6 102 501 000	Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym tubusem 1000 ml	135	45	230
6 102 502 000	Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym tubusem 2000 ml	165	60	255



Kolby szklane próżniowe cylindryczno - stożkowe z plastikowym tubusem SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 102 603 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa z plastikowym tubusem 3000 ml	170	70	295
6 102 605 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa z plastikowym tubusem 5000 ml	185	80	360
6 102 610 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa z plastikowym tubusem 10 000 ml	240	80	420

Kolby szklane próżniowe stożkowe ze szklanym tubusem SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 102 700 100	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem 100 ml	70	24	105
6 102 700 250	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem 250 ml	85	35	145
6 102 700 500	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem 500 ml	105	35	175
6 102 701 000	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem 1000 ml	135	45	230
6 102 702 000	Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym tubusem 2000 ml	165	60	255

**Kolby szklane próżniowe cylindryczno - stożkowe ze szklanym tubusem SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 102 803 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa ze szklanym tubusem 3000 ml	170	70	295
6 102 805 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa ze szklanym tubusem 5000 ml	185	80	360
6 102 810 000	Kolba filtracyjna cylindryczno-stożkowa ze szklanym tubusem 10000 ml	240	80	420

**Krystalizatory szklane bez wylewu SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 103 400 020	Krystalizator szklany bez wylewu 15 ml	40	25
6 103 400 040	Krystalizator szklany bez wylewu 20 ml	50	30
6 103 400 060	Krystalizator szklany bez wylewu 40 ml	60	35
6 103 400 100	Krystalizator szklany bez wylewu 50 ml	70	40
6 103 400 150	Krystalizator szklany bez wylewu 90 ml	80	45
6 103 400 300	Krystalizator szklany bez wylewu 200 ml	95	55
6 103 400 500	Krystalizator szklany bez wylewu 380 ml	115	65
6 103 400 900	Krystalizator szklany bez wylewu 650 ml	140	75
6 103 402 000	Krystalizator szklany bez wylewu 1600 ml	190	90
6 103 403 500	Krystalizator szklany bez wylewu 2700 ml	230	100


**Krystalizatory szklane z wylewem SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 103 500 020	Krystalizator szklany z wylewem 15 ml	40	25
6 103 500 040	Krystalizator szklany z wylewem 20 ml	50	30
6 103 500 060	Krystalizator szklany z wylewem 40 ml	60	35
6 103 500 100	Krystalizator szklany z wylewem 50 ml	70	40
6 103 500 150	Krystalizator szklany z wylewem 90 ml	80	45
6 103 500 300	Krystalizator szklany z wylewem 200 ml	95	55
6 103 500 500	Krystalizator szklany z wylewem 380 ml	115	65
6 103 500 900	Krystalizator szklany z wylewem 650 ml	140	75
6 103 502 000	Krystalizator szklany z wylewem 1600 ml	190	90
6 103 503 500	Krystalizator szklany z wylewem 2700 ml	230	100






Kryształizatory szklane z wylewem Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 103 510 020	Kryształizator szklany z wylewem 20 ml	40	25
6 103 510 040	Kryształizator szklany z wylewem 40 ml	50	30
6 103 510 060	Kryształizator szklany z wylewem 60 ml	60	35
6 103 510 100	Kryształizator szklany z wylewem 100 ml	70	40
6 103 510 150	Kryształizator szklany z wylewem 150 ml	80	45
6 103 510 300	Kryształizator szklany z wylewem 300 ml	95	55

Parownice płaskodenne szklane z wylewem SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 103 600 010	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 10 ml	40	20	18
6 103 600 015	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 15 ml	50	25	25
6 103 600 045	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 45 ml	60	30	30
6 103 600 060	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 60 ml	70	32	35
6 103 600 090	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 90 ml	80	35	45
6 103 600 170	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 170 ml	95	40	55
6 103 600 320	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 320 ml	115	50	65
6 103 600 600	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 600 ml	140	60	80
6 103 601 500	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 1500 ml	190	80	100
6 103 602 500	Parownica płaskodenna szklana z wylewem 2500 ml	230	100	130

Lejki szklane zwykłe


Materiał: szkło białe.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]
6 106 100 035	Lejek szklany zwykły Ø 35	35	6	35
6 106 100 045	Lejek szklany zwykły Ø 45	45	6	45
6 106 100 055	Lejek szklany zwykły Ø 55	55	8	55
6 106 100 065	Lejek szklany zwykły Ø 65	65	8	65
6 106 100 075	Lejek szklany zwykły Ø 75	75	8	75
6 106 100 085	Lejek szklany zwykły Ø 85	85	9	85
6 106 100 100	Lejek szklany zwykły Ø 100	100	10	100
6 106 100 125	Lejek szklany zwykły Ø 125	125	16	125
6 106 100 150	Lejek szklany zwykły Ø 150	150	16	150
6 106 100 200	Lejek szklany zwykły Ø 200	200	24	150
6 106 100 250	Lejek szklany zwykły Ø 250	250	30	175
6 106 100 300	Lejek szklany zwykły Ø 300	300	34	175

Lejki szklane do szybkiej filtracji SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]
6 106 200 055	Lejek szklany do szybkiej filtracji Ø 55	55	8	150
6 106 200 075	Lejek szklany do szybkiej filtracji Ø 75	75	8	150
6 106 200 100	Lejek szklany do szybkiej filtracji Ø 100	100	8	150




Lejki szklane żebrowane SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]
6 106 210 100	Lejek szklany żebrowany Ø 100	105	18	80
6 106 210 130	Lejek szklany żebrowany Ø 130	138	22	90
6 106 210 160	Lejek szklany żebrowany Ø 160	170	26	120
6 106 210 200	Lejek szklany żebrowany Ø 200	210	38	140
6 106 210 250	Lejek szklany żebrowany Ø 250	250	40	155




Lejki szklane do materiałów sypkich SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]
6 106 220 050	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 50	50	20	50
6 106 220 060	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 60	60	20	60
6 106 220 080	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 80	80	25	75
6 106 220 100	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 100	100	25	95
6 106 220 120	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 120	120	30	110
6 106 220 160	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 160	160	35	137
6 106 220 200	Lejek szklany do materiałów sypkich Ø 200	200	38	180



Szalki Petriego szklane

Materiał: szkło białe.


Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	gr. ścianki [mm]
6 106 300 040	Szalka Petriego szklana Ø 40	40	12	1,2
6 106 300 050	Szalka Petriego szklana Ø 50	50	12	1,2
6 106 300 060	Szalka Petriego szklana Ø 60	60	15	1,2
6 106 300 070	Szalka Petriego szklana Ø 70	70	15	1,35
6 106 300 080	Szalka Petriego szklana Ø 80	80	15	1,35
6 106 300 090	Szalka Petriego szklana Ø 90	90	15	1,35
6 106 300 100	Szalka Petriego szklana Ø 100	100	15	1,5
6 106 300 120	Szalka Petriego szklana Ø 120	120	20	1,5
6 106 300 150	Szalka Petriego szklana Ø 150	150	25	1,5
6 106 300 180	Szalka Petriego szklana Ø 180	180	30	1,9
6 106 300 200	Szalka Petriego szklana Ø 200	200	30	1,9





Szkłeczko zegarkowe szklane

Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	gr. ścianki [mm]
6 106 400 040	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 40	40	1,8
6 106 400 050	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 50	50	1,8
6 106 400 060	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 60	60	1,8
6 106 400 070	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 70	70	1,8
6 106 400 080	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 80	80	1,8
6 106 400 090	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 90	90	1,8
6 106 400 100	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 100	100	1,8
6 106 400 120	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 120	120	1,8
6 106 400 140	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 140	140	1,8
6 106 400 150	Szkłeczko zegarkowe szklane Ø 150	150	1,8





Moździerz szklane szorstkie z tłuczkiem SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]
6 109 160 080	Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem Ø 80	80	50	60
6 109 160 100	Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem Ø 100	100	60	75
6 109 160 120	Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem Ø 120	120	70	90
6 109 160 150	Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem Ø 150	150	85	110
6 109 160 200	Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem Ø 200	200	120	135

Płuczki szklane do gazów typu Zajcewa

Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu
6 109 910 000	Płuczka szklana do gazów typu Zajcewa mała
6 109 920 000	Płuczka szklana do gazów typu Zajcewa duża




SZKŁO MIAROWE

Cylindry miarowe szklane klasy A z certyfikatem serii DURAN

Materiał: szkło białe DURAN. Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [mm]	h [mm]	dokładność [±ml]
6 200 020 005	5 ml	0,1	115	0,05
6 200 020 010	10 ml	0,2	140	0,10
6 200 020 025	25 ml	0,5	170	0,25
6 200 020 050	50 ml	1,0	200	0,50
6 200 020 100	100 ml	1,0	260	0,50
6 200 020 250	250 ml	2,0	335	1,00
6 200 020 500	500 ml	5,0	390	2,50
6 200 021 000	1000 ml	10,0	470	5,00
6 200 022 000	2000 ml	20,0	570	10,00




Cylindry miarowe szklane klasy A SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą.

SIMAX


Numer	pojemność [ml]	d [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 010 005	5 ml	12,9	115	0,1	0,05
6 200 010 010	10 ml	15,5	135	0,2	0,10
6 200 010 025	25 ml	21,3	160	0,5	0,25
6 200 010 050	50 ml	26,0	195	1,0	0,50
6 200 010 100	100 ml	31,3	240	1,0	0,50
6 200 010 250	250 ml	41,0	320	2,0	1,00
6 200 010 500	500 ml	53,2	380	5,0	2,50
6 200 011 000	1000 ml	67,0	465	10,0	5,00
6 200 012 000	2000 ml	83,5	530	20,0	10,00




Cylindry miarowe szklane klasy A Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3. Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, z wylewem, ze szklaną okrągłą podstawą.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 030 010	10 ml	0,2	0,10
6 200 030 025	25 ml	0,5	0,25
6 200 030 050	50 ml	1,0	0,50
6 200 030 100	100 ml	1,0	0,50
6 200 030 250	250 ml	2,0	1,00
6 200 030 500	500 ml	5,0	2,50
6 200 031 000	1000 ml	10,0	5,00
6 200 032 000	2000 ml	20,0	10,00






Cylindry miarowe szklane klasy B SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Cylindry miarowe klasy B z brązową podziałką, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą.




Numer	pojemność [ml]	d [mm]	h [mm]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 100 005	5 ml	12,9	115	0,1	0,1
6 200 100 010	10 ml	15,5	135	0,2	0,2
6 200 100 025	25 ml	21,3	160	0,5	0,5
6 200 100 050	50 ml	26,0	195	1,0	1,0
6 200 100 100	100 ml	31,3	240	1,0	1,0
6 200 100 250	250 ml	41,0	320	2,0	2,0
6 200 100 500	500 ml	53,2	380	5,0	5,0
6 200 101 000	1000 ml	67,0	465	10,0	10,0
6 200 102 000	2000 ml	83,5	530	20,0	20,0



Cylindry miarowe szklane klasy B Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3. Cylindry miarowe klasy B z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową sześciokątną podstawą.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 110 010	10 ml	0,2	0,2
6 200 110 025	25 ml	0,5	0,5
6 200 110 050	50 ml	1,0	1,0
6 200 110 100	100 ml	1,0	1,0
6 200 110 250	250 ml	2,0	2,0



Cylindry miarowe szklane z korkiem klasy A z certyfikatem serii DURAN

Materiał: szkło białe DURAN. Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze szklaną sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii.




Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	szlif [mm]	h [mm]	dokładność [±ml]
6 200 220 010	10 ml	0,2	10/19	160	0,10
6 200 220 025	25 ml	0,5	14/23	193	0,25
6 200 220 050	50 ml	1,0	19/26	226	0,50
6 200 220 100	100 ml	1,0	24/29	290	0,50
6 200 220 250	250 ml	2,0	29/32	367	1,00
6 200 220 500	500 ml	5,0	34/35	425	2,50
6 200 221 000	1000 ml	10,0	45/40	510	5,00
6 200 222 000	2000 ml	20,0	45/40	610	10,00

Cylindry miarowe szklane z korkiem klasy A SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Cylindry miarowe klasy A z plastikowym korkiem na szlif, z niebieską podziałką, ze szklaną sześciokątną podstawą.




Numer	pojemność [ml]	d [mm]	h [mm]	szlif [mm]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 210 005	5 ml	12,9	115	10/19	0,1	0,05
6 200 210 010	10 ml	15,5	135	10/19	0,2	0,10
6 200 210 025	25 ml	21,3	160	14/23	0,5	0,25
6 200 210 050	50 ml	26,0	195	19/26	1,0	0,50
6 200 210 100	100 ml	31,3	240	24/29	1,0	0,50
6 200 210 250	250 ml	41,0	320	29/32	2,0	1,00
6 200 210 500	500 ml	53,2	380	34/35	5,0	2,50
6 200 211 000	1000 ml	67,0	465	45/40	10,0	5,00
6 200 212 000	2000 ml	83,5	530	45/40	20,0	10,00

**Cylindry miarowe szklane z korkiem klasy B SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX. Cylindry miarowe klasy B z plastikowym korkiem na szlif, z brązową podziałką, ze szklaną sześciokątną podstawą.




Numer	pojemność [ml]	d [mm]	h [mm]	szlif [mm]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 200 300 005	5 ml	12,9	115	10/19	0,1	0,1
6 200 300 010	10 ml	15,5	135	10/19	0,2	0,2
6 200 300 025	25 ml	21,3	160	14/23	0,5	0,5
6 200 300 050	50 ml	26,0	195	19/26	1,0	1,0
6 200 300 100	100 ml	31,3	240	24/29	1,0	1,0
6 200 300 250	250 ml	41,0	320	29/32	2,0	2,0
6 200 300 500	500 ml	53,2	380	34/35	5,0	5,0
6 200 301 000	1000 ml	67,0	465	45/40	10,0	10,0
6 200 302 000	2000 ml	83,5	530	45/40	20,0	20,0

**Cylindry kolorymetryczne szklane typu Nessler'a**


Materiał: szkło białe.


Numer	pojemność [ml]	wys. [mm]	Ø _z [mm]
6 200 401 050	50 ml niski	190	24-25
6 200 401 100	100 ml niski	240	29-31
6 200 401 150	150 ml niski	250	33-34
6 200 402 050	50 ml wysoki	310	18-19
6 200 402 100	100 ml wysoki	310	25-26
6 200 402 150	150 ml wysoki	310	29-31

**Statyw do cylindrów Nessler'a**

Materiał: plexi.

Numer	Nazwa produktu
6 200 490 050	Statyw do cylindrów Nessler'a 50 ml
6 200 490 100	Statyw do cylindrów Nessler'a 100 ml
6 200 490 150	Statyw do cylindrów Nessler'a 150 ml






Kolby miarowe szklane klasy A z certyfikatem serii z plastikowym korkiem Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3. Kolby miarowe klasy A z korkiem na szlif, z certyfikatem serii.

Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	szlif ø/h [mm]
6 200 500 005	5 ml	0,025	10/19
6 200 500 010	10 ml	0,025	10/19
6 200 500 020	20 ml	0,040	10/19
6 200 500 025	25 ml	0,040	10/19
6 200 500 050	50 ml	0,060	12/21
6 200 500 100	100 ml	0,100	14/23
6 200 500 200	200 ml	0,150	14/23
6 200 500 250	250 ml	0,150	14/23
6 200 500 500	500 ml	0,250	19/26
6 200 501 000	1000 ml	0,400	24/29
6 200 502 000	2000 ml	0,600	29/32

Kolby miarowe szklane klasy A z plastikowym korkiem z certyfikatem serii DURAN


Materiał: szkło białe DURAN. Kolby miarowe klasy A z korkiem na szlif, z certyfikatem serii.



Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 200 520 005	5 ml	0,025	70	7/16
6 200 520 010	10 ml	0,025	90	7/16
6 200 520 020	20 ml	0,040	110	10/19
6 200 520 025	25 ml	0,040	110	10/19
6 200 520 050	50 ml	0,060	140	12/21
6 200 520 100	100 ml	0,100	170	12/21
6 200 520 200	200 ml	0,150	210	14/23
6 200 520 250	250 ml	0,150	220	14/23
6 200 520 500	500 ml	0,250	260	19/26
6 200 521 000	1000 ml	0,400	300	24/29
6 200 522 000	2000 ml	0,600	370	29/32

Kolby miarowe szklane klasy A z plastikowym korkiem Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3. Kolby miarowe klasy A z plastikowym korkiem na szlif.




Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	szlif ø/h [mm]
6 200 510 005	5 ml	0,025	10/19
6 200 510 010	10 ml	0,025	10/19
6 200 510 020	20 ml	0,040	10/19
6 200 510 025	25 ml	0,040	10/19
6 200 510 050	50 ml	0,060	12/21
6 200 510 100	100 ml	0,100	14/23
6 200 510 200	200 ml	0,150	14/23
6 200 510 250	250 ml	0,150	14/23
6 200 510 500	500 ml	0,250	19/26
6 200 511 000	1000 ml	0,400	24/29
6 200 512 000	2000 ml	0,600	29/32

Kolby miarowe szklane oranżowe klasy A z plastikowym korkiem z certyfikatem serii DURAN

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Kolby miarowe klasy A z plastikowym korkiem na szlif.


Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 200 530 005	5 ml	0,025	70	7/16
6 200 530 010	10 ml	0,025	90	7/16
6 200 530 020	20 ml	0,040	110	10/19
6 200 530 025	25 ml	0,040	110	10/19
6 200 530 050	50 ml	0,060	140	12/21
6 200 530 100	100 ml	0,100	170	12/21
6 200 530 200	200 ml	0,150	210	14/23
6 200 530 250	250 ml	0,150	220	14/23
6 200 530 500	500 ml	0,250	260	19/26
6 200 531 000	1000 ml	0,400	300	24/29
6 200 532 000	2000 ml	0,600	370	29/32



Kolby miarowe szklane oranżowe klasy A z plastikowym korkiem Boro 3.3

Materiał: szkło oranżowe Boro 3.3. Kolby miarowe klasy A z plastikowym korkiem na szlif.


Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	szlif ø/h [mm]
6 200 540 005	5 ml	0,025	10/19
6 200 540 010	10 ml	0,025	10/19
6 200 540 020	20 ml	0,040	10/19
6 200 540 025	25 ml	0,040	10/19
6 200 540 050	50 ml	0,060	12/21
6 200 540 100	100 ml	0,100	14/23
6 200 540 200	200 ml	0,150	14/23
6 200 540 250	250 ml	0,150	14/23
6 200 540 500	500 ml	0,250	19/26
6 200 541 000	1000 ml	0,400	24/29
6 200 542 000	2000 ml	0,600	29/32





Kolby miarowe szklane klasy B z plastikowym korkiem SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Kolby miarowe klasy B z plastikowym korkiem na szlif.

Numer	pojemność [ml]	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 200 600 005	5 ml	22	70	7/16
6 200 600 010	10 ml	27	90	7/16
6 200 600 025	25 ml	40	110	10/19
6 200 600 050	50 ml	50	140	12/21
6 200 600 100	100 ml	60	170	12/21
6 200 600 200	200 ml	75	210	14/23
6 200 600 250	250 ml	80	220	14/23
6 200 600 500	500 ml	100	260	19/26
6 200 601 000	1000 ml	125	300	24/29
6 200 602 000	2000 ml	160	370	24/29





Kolby miarowe szklane trapezowe klasy A z certyfikatem serii DURAN

Materiał: szkło białe DURAN. Kolby miarowe klasy A z plastikowym korkiem na szlif.



Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 200 550 001	1 ml	0,025	60	7/16
6 200 550 002	2 ml	0,025	70	7/16
6 200 550 005	5 ml	0,025	70	7/16
6 200 550 010	10 ml	0,025	90	7/16
6 200 550 020	20 ml	0,040	110	10/19
6 200 550 025	25 ml	0,040	110	10/19
6 200 550 050	50 ml	0,060	140	12/21

Lej Imhoff'a szklany SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX. Lej sedimentacyjny do oznaczania osadów w wodzie.



Numer	Nazwa produktu	poj. [ml]	d [mm]	h [mm]	podz. [ml]
6 200 711 000	Lej Imhoff'a szklany	1000	118	470	0-1000

Statyw do leja Imhoff'a

Materiał: PMMA.

Numer	Nazwa produktu	dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]
6 200 800 000	Statyw do leja Imhoff'a	300	150	294

Biurety szklane z kranem prostym teflonowym klasy A Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 203 110 010	10	0,05	tak
6 203 110 025	25	0,10	tak
6 203 110 050	50	0,10	tak
6 203 111 010	10	0,05	nie
6 203 111 025	25	0,10	nie
6 203 111 050	50	0,10	nie

Biurety szklane z kranem prostym szklanym klasy A Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 203 210 010	10	0,05	tak
6 203 210 025	25	0,10	tak
6 203 210 050	50	0,10	tak
6 203 211 010	10	0,05	nie
6 203 211 025	25	0,05	nie
6 203 211 050	50	0,10	nie



Biurety szklane z kranem prostym teflonowym klasy B

Materiał: szkło białe.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 204 100 010	10	0,05	tak
6 204 100 025	25	0,10	tak
6 204 100 050	50	0,10	tak
6 204 101 010	10	0,05	nie
6 204 101 025	25	0,05	nie
6 204 101 050	50	0,10	nie

Biurety szklane z kranem prostym szklanym klasy B

Materiał: szkło białe.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 204 200 010	10	0,05	tak
6 204 200 025	25	0,10	tak
6 204 200 050	50	0,10	tak
6 204 201 010	10	0,05	nie
6 204 201 025	25	0,10	nie
6 204 201 050	50	0,10	nie

Biurety szklane oranżowe z kranem prostym klasy AS z certyfikatem serii DURAN

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Podziałka biała o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 203 321 010	10	0,02	0,02
6 203 321 025	25	0,05	0,03
6 203 321 050	50	0,10	0,05

**Biurety szklane oranżowe z kranem prostym klasy B DURAN**

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Podziałka biała o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE


Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 204 321 010	10	0,02	0,030
6 204 321 025	25	0,05	0,045
6 204 321 050	50	0,10	0,075



Biurety szklane typu Pellet'a klasy AS z certyfikatem serii z kranem teflonowym DURAN

Materiał: szkło białe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy AS z certyfikatem serii, z niebieską podziałką o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE



Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 211 300 010	10	0,02	0,02
6 211 300 025	25	0,05	0,03
6 211 300 050	50	0,10	0,05

Biurety szklane typu Pellet'a klasy AS z certyfikatem serii z kranem szklanym DURAN

Materiał: szkło białe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem szklanym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy AS z certyfikatem serii, z niebieską podziałką o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 211 400 010	10	0,02	0,02
6 211 400 025	25	0,05	0,03
6 211 400 050	50	0,10	0,05

Biurety szklane typu Pellet'a klasy B z kranem teflonowym

Materiał: szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B.




Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 211 500 010	10	0,05	tak
6 211 500 025	25	0,10	tak
6 211 500 050	50	0,10	tak
6 211 500 100	100	0,20	tak
6 211 501 010	10	0,05	nie
6 211 501 025	25	0,10	nie
6 211 501 050	50	0,10	nie
6 211 501 100	100	0,20	nie

Biurety szklane typu Pellet'a klasy B z kranem szklanym

Materiał: szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem szklanym i dodatkowym zaworem powrotnym, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	pasek Schellbacha
6 211 600 010	10	0,05	tak
6 211 600 025	25	0,10	tak
6 211 600 050	50	0,10	tak
6 211 600 100	100	0,20	tak
6 211 601 010	10	0,05	nie
6 211 601 025	25	0,10	nie
6 211 601 050	50	0,10	nie
6 211 601 100	100	0,20	nie




Biurety szklane oranżowe typu Pellet'a klasy AS z certyfikatem serii z kranem teflonowym DURAN

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy A z certyfikatem serii z białą podziałką o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 211 700 010	10	0,02	0,02
6 211 700 025	25	0,05	0,03
6 211 700 050	50	0,10	0,05



Biurety szklane oranżowe typu Pellet'a klasy B z kranem teflonowym DURAN

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B z białą podziałką o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE


Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 211 801 010	10	0,02	0,030
6 211 801 025	25	0,05	0,045
6 211 801 050	50	0,10	0,075

Biurety szklane oranżowe typu Pellet'a klasy B z kranem szklanym DURAN

Materiał: szkło oranżowe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem szklanym i dodatkowym zaworem powrotnym, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B z białą podziałką o długości 500mm.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 211 901 010	10	0,02	0,030
6 211 901 025	25	0,05	0,045
6 211 901 050	50	0,10	0,075




Biurety szklane typu Schilling'a klasy B z paskiem Schellbacha

Materiał: szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z dolnym zbiornikiem, z zaworem polietylenowym, z paskiem Schellbacha, z niebieską podziałką.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]	długość podziałki [mm]
6 212 310 005	5	0,05	0,030	330
6 212 310 010	10	0,05	0,045	330
6 212 310 025	25	0,10	0,075	330
6 212 310 050	50	0,10	0,075	550





Biurety szklane typu Bang'a klasy B

Materiał: szkło białe. Biurety mikro, z dwoma kranami szklanymi, ze zbiornikiem szklanym górnym.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]
6 214 100 001	1	0,01
6 214 100 002	2	0,01
6 214 100 005	5	0,02

Pipety szklane jednomiarowe klasy AS z certyfikatem serii

Materiał: szkło białe. Pipety jednomiarowe klasy AS z certyfikatem serii, z brązową podziałką.

HIRSCHMANN®
LABORGERÄTE

Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	długość [mm]
6 251 200 010	1	0,008	325
6 251 200 020	2	0,010	350
6 251 200 050	5	0,015	410
6 251 200 100	10	0,020	450
6 251 200 200	20	0,030	520
6 251 200 250	25	0,030	530
6 251 200 500	50	0,050	550
6 251 201 000	100	0,080	600

Pipety szklane jednomiarowe klasy A

Materiał: szkło białe.

Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	kolor paska
6 251 110 010	1	0,007	niebieski
6 251 110 020	2	0,010	pomarańczowy
6 251 110 050	5	0,015	biały
6 251 110 100	10	0,020	czerwony
6 251 110 200	20	0,030	żółty
6 251 110 250	25	0,030	niebieski
6 251 110 500	50	0,050	czerwony
6 251 111 000	100	0,080	żółty

Pipety szklane jednomiarowe klasy B

Materiał: szkło białe.


Numer	pojemność [ml]	dokładność [±ml]	kolor paska
6 251 000 010	1	0,015	niebieski
6 251 000 020	2	0,020	pomarańczowy
6 251 000 050	5	0,030	biały
6 251 000 100	10	0,040	czerwony
6 251 000 200	20	0,060	żółty
6 251 000 250	25	0,060	niebieski
6 251 000 500	50	0,100	czerwony
6 251 001 000	100	0,150	żółty

Pipety szklane wielomiarowe klasy AS z certyfikatem serii

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy AS z certyfikatem serii z niebieską podziałką „0” na górze.



Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]	długość [mm]
6 256 520 010	1	0,01	0,007	360
6 256 520 020	2	0,02	0,010	360
6 256 520 050	5	0,05	0,030	360
6 256 520 100	10	0,10	0,050	360
6 256 520 250	25	0,10	0,100	450

**Pipety szklane wielomiarowe klasy A**

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy A z brązową podziałką „0” na górze.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]
6 256 510 010	1	0,01	0,007
6 256 510 020	2	0,02	0,010
6 256 510 050	5	0,05	0,030
6 256 510 100	10	0,10	0,050
6 256 510 250	25	0,10	0,100

**Pipety szklane wielomiarowe klasy B**

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy B z brązową podziałką „0” na górze.




Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]
6 256 400 010	1	0,01
6 256 400 020	2	0,02
6 256 400 050	5	0,05
6 256 400 100	10	0,10
6 256 400 250	25	0,10

**Pipety szklane wielomiarowe z paskiem Schellbacha klasy AS z certyfikatem serii**

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy AS z certyfikatem serii z niebieską podziałką, z paskiem Schellbacha. „0” na górze.



Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	dokładność [±ml]	długość [mm]
6 257 520 010	1	0,01	0,007	360
6 257 520 020	2	0,02	0,010	360
6 257 520 050	5	0,05	0,030	360
6 257 520 100	10	0,10	0,050	360
6 257 520 250	25	0,10	0,100	450





Pipety szklane wielomiarowe z paskiem Schellbacha klasy A

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy A z niebieską podziałką, z paskiem Schellbacha. „0” na dole.

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	długość [mm]
6 257 510 010	1	0,01	360
6 257 510 020	2	0,02	360
6 257 510 050	5	0,05	360
6 257 510 100	10	0,10	360
6 257 510 250	25	0,20	360



Pipety szklane wielomiarowe z paskiem Schellbacha klasy B

Materiał: szkło białe. Pipety wielomiarowe klasy B z niebieską podziałką, z paskiem Schellbacha. „0” na dole

Numer	pojemność [ml]	podziałka [ml]	długość [mm]
6 257 400 010	1	0,01	360
6 257 400 020	2	0,02	360
6 257 400 050	5	0,05	360
6 257 400 100	10	0,10	360
6 257 400 250	25	0,20	360

Wiskozymetry szklane typu Ubbelohd'a

Materiał: szkło białe. Wiskozymetr do badania lepkości kinetycznej.
Dostępne zakresy pomiarowe (stałą K należy określić przy składaniu zamówienia)

stała K [mm ² /s ²]	zakres pomiaru lepkości [cSt]	stała K [mm ² /s ²]	zakres pomiaru lepkości [cSt]
0,01	2-10	1,0	200-1000
0,03	6-30	3,0	600-3000
0,05	10-50	5,0	1000-5000
0,1	20-100	10,0	2000-10000
0,3	60-300	30,0	6000-30000
0,5	100-500	50,0	10000-50000
		100,0	20000-100000



Numer	Nazwa produktu
6 260 100 000	Wiskozymetr szklany typu Ubbelohd'a


SZKŁO SZLIFOWANE

Piknometry szklane typu Gay Lussac'a SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	dokładność [±ml]
6 260 200 010	Piknometr szklany typu Gay Lussac'a 10 ml	1
6 260 200 025	Piknometr szklany typu Gay Lussac'a 25 ml	2
6 260 200 050	Piknometr szklany typu Gay Lussac'a 50 ml	3
6 260 200 100	Piknometr szklany typu Gay Lussac'a 100 ml	5




Kolby stożkowe szklane typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ϕ/h [mm]
6 300 100 025	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 25 ml	42	70	14/23
6 300 100 050	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	85	19/26
6 300 100 100	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	105	19/26
6 300 100 200	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 200 ml	79	130	29/32
6 300 100 250	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	29/32
6 300 100 300	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 300 ml	87	155	29/32
6 300 100 500	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	29/32
6 300 101 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	215	29/32
6 300 102 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	275	29/32



Kolby stożkowe szklane typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ϕ/h [mm]
6 300 110 025	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 25 ml	42	75	14/23
6 300 110 050	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	85	19/26
6 300 110 100	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	105	19/26
6 300 110 150	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 150 ml	74	118	19/26
6 300 110 200	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 200 ml	79	131	29/32
6 300 110 250	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	29/32
6 300 110 300	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 300 ml	87	156	29/32
6 300 110 500	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	29/32
6 300 111 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	220	29/32
6 300 112 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	280	29/32




Kolby stożkowe szklane typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ϕ/h [mm]
6 300 200 025	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 25 ml	42	70	19/26
6 300 200 050	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	85	29/32
6 300 200 100	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	105	29/32
6 300 200 250	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	45/40
6 300 200 500	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	45/40
6 300 201 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	215	45/40
6 300 202 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	275	45/40



Kolby stożkowe szklane typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyją Boro 3.3


Materiał: szkło białe Boro 3.3.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 210 025	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 25 ml	42	75	19/26
6 300 210 050	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	85	29/32
6 300 210 100	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	105	29/32
6 300 210 250	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	34/35
6 300 211 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	220	34/35
6 300 212 000	Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	280	34/35

Kolby płaskodenne szklane ze szlifem z wąską szyją SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 400 050	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	100	19/26
6 300 400 100	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	110	19/26
6 300 400 250	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	29/32
6 300 400 500	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	170	29/32
6 300 401 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	200	29/32
6 300 402 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	250	29/32
6 300 404 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 4000 ml	207	300	45/40
6 300 406 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 6000 ml	236	340	60/46
6 300 409 999	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 10000 ml	279	400	60/46

Kolby płaskodenne szklane ze szlifem z wąską szyją Boro 3.3


Materiał: szkło białe Boro 3.3



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 410 050	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	90	19/26
6 300 410 100	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	110	19/26
6 300 410 150	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 150 ml	74	115	19/26
6 300 410 250	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	29/32
6 300 410 500	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	170	29/32
6 300 411 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	200	29/32
6 300 412 000	Kolba płaskodenna z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	250	29/32

Kolby płaskodenne szklane ze szlifem z szeroką szyją SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 500 050	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	100	29/32
6 300 500 100	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	110	29/32
6 300 500 250	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	45/40
6 300 500 500	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 500 ml	105	170	45/40
6 300 501 000	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	200	45/40
6 300 502 000	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	250	45/40



Kolby płaskodenne szklane ze szlifem z szeroką szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.


Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 510 050	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	90	29/32
6 300 510 100	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	110	29/32
6 300 510 150	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 150 ml	74	115	29/32
6 300 510 250	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	140	34/35
6 300 510 500	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 500 ml	105	170	34/35
6 300 511 000	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	200	34/35
6 300 512 000	Kolba płaskodenna z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	250	34/35

**Kolby kuliste szklane ze szlifem z wąską szyją SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 700 050	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	105	19/26
6 300 700 100	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	115	19/26
6 300 700 250	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	145	29/32
6 300 700 500	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	29/32
6 300 701 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	210	29/32
6 300 702 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	260	29/32
6 300 704 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 4000 ml	207	315	45/40
6 300 706 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 6000 ml	236	355	60/46
6 300 709 999	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 10000 ml	279	420	60/46

**Kolby kuliste szklane ze szlifem z wąską szyją Boro 3.3**

Materiał: szkło białe Boro 3.3.


Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 710 050	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 50 ml	51	105	19/26
6 300 710 100	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 100 ml	64	115	19/26
6 300 710 250	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 250 ml	85	145	29/32
6 300 710 500	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	29/32
6 300 711 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 1000 ml	131	210	29/32
6 300 712 000	Kolba kulista szklana z wąską szyją, ze szlifem 2000 ml	166	260	29/32


**Kolby kuliste szklane ze szlifem z szeroką szyją SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 800 050	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	105	29/32
6 300 800 100	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	115	29/32
6 300 800 250	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	145	45/40
6 300 800 500	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	45/40
6 300 801 000	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	210	45/40
6 300 802 000	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	260	45/40






Kolby kuliste szklane ze szlifem z szeroką szyją Boro 3.3

Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 300 810 050	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 50 ml	51	105	29/32
6 300 810 100	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 100 ml	64	115	29/32
6 300 810 250	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 250 ml	85	145	34/35
6 300 810 500	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 500 ml	105	175	34/35
6 300 811 000	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 1000 ml	131	210	34/35
6 300 812 000	Kolba kulista szklana z szeroką szyją, ze szlifem 2000 ml	166	260	34/35

Kolby sercowe szklane ze szlifem SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	h [mm]	SJ [mm]
6 300 900 010	Kolba sercowa szklana ze szlifem 10 ml	62	14/23
6 300 900 025	Kolba sercowa szklana ze szlifem 25 ml	75	14/23
6 300 900 050	Kolba sercowa szklana ze szlifem 50 ml	88	14/23
6 300 900 100	Kolba sercowa szklana ze szlifem 100 ml	103	14/23
6 300 900 250	Kolba sercowa szklana ze szlifem 250 ml	130	14/23

Butle szklane ze szlifem, z korkiem szklanym, ze szkła białego z wąską szyją


Materiał: szkło białe.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 302 100 050	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 50 ml	41,5	77	14/15
6 302 100 100	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 100 ml	51,5	103	14/23
6 302 100 250	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 250 ml	69	131	19/26
6 302 100 500	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 500 ml	85	163	24/29
6 302 101 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 1000 ml	106,5	199	29/32
6 302 102 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 2000 ml	132	245	29/32
6 302 105 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 5000 ml	181	325	45/40
6 302 110 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z wąską szyją 10000 ml	227	403	60/46

Butle szklane ze szlifem, z korkiem szklanym, ze szkła białego z szeroką szyją

Materiał: szkło białe.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 302 200 050	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 50 ml	41,5	76	24/20
6 302 200 100	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 100 ml	51,5	95	29/22
6 302 200 250	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 250 ml	69	128	34/24
6 302 200 500	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 500 ml	85	162	45/27
6 302 201 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 1000 ml	106,5	187	60/31
6 302 202 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 2000 ml	132	238	60/31
6 302 205 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 5000 ml	181	338	85/55
6 302 210 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem, z szeroką szyją 10000 ml	227	403	85/55




Kolby szklane stożkowe do liczby jodowej ze szlifem, z korkiem szklanym SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	szlif ø/h [mm]
6 302 400 050	Kolba szklana stożkowa do liczby jodowej ze szlifem i szklanym korkiem 50 ml	51	85	19/26
6 302 400 100	Kolba szklana stożkowa do liczby jodowej ze szlifem i szklanym korkiem 100 ml	64	105	19/26
6 302 400 250	Kolba szklana stożkowa do liczby jodowej ze szlifem i szklanym korkiem 250 ml	85	135	29/32
6 302 400 500	Kolba szklana stożkowa do liczby jodowej ze szlifem i szklanym korkiem 500 ml	105	170	29/32
6 302 401 000	Kolba szklana stożkowa do liczby jodowej ze szlifem i szklanym korkiem 1000 ml	131	215	29/32



Tryskawki szklane

Materiał: szkło białe.


Numer	Nazwa produktu	h [mm]	SJ [mm]
6 302 500 250	Tryskawka szklana 250 ml	200	29/32
6 302 500 500	Tryskawka szklana 500 ml	200	29/32
6 302 501 000	Tryskawka szklana 1000 ml	200	29/32



Płuczki do gazów typu Dreschler'a

Materiał: szkło białe.


Numer	Nazwa produktu	szlif ø/h [mm]	ø butelki [mm]	h _i [mm]
6 302 700 050	Płuczka do gazów typu Dreschler'a 50 ml	29/32	32	200
6 302 700 100	Płuczka do gazów typu Dreschler'a 100 ml	29/32	38	200
6 302 700 250	Płuczka do gazów typu Dreschler'a 250 ml	29/32	56	200
6 302 700 500	Płuczka do gazów typu Dreschler'a 500 ml	29/32	75	200




Płuczki do gazów typu Poleżajew'a

Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu
6 302 810 000	Płuczka do gazów typu Poleżajew'a mała
6 302 820 000	Płuczka do gazów typu Poleżajew'a duża




**Eksykatory szklane z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]
6 303 200 100	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym Ø 100	151	90
6 303 200 150	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym Ø 150	210	140
6 303 200 200	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym Ø 200	269	190
6 303 200 250	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym Ø 250	329	240
6 303 200 300	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym Ø 300	392	290

**Eksykatory szklane z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]
6 303 300 100	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym Ø 100	151	90
6 303 300 150	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym Ø 150	210	140
6 303 300 200	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym Ø 200	269	190
6 303 300 250	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym Ø 250	329	240
6 303 300 300	Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z zaworem odcinającym, z wkładem porcelanowym Ø 300	392	290

**Eksykatory szklane z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym SIMAX**


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]
6 303 400 100	Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym Ø 100	151	90
6 303 400 150	Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym Ø 150	210	140
6 303 400 200	Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym Ø 200	269	190
6 303 400 250	Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym Ø 250	329	240
6 303 400 300	Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif, z wkładem porcelanowym Ø 300	392	290

Naczynka wagowe szklane

Materiał: szkło białe.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]
6 306 702 020	Naczynko wagowe szklane 20x20	20	20
6 306 703 030	Naczynko wagowe szklane 30x30	30	30
6 306 703 040	Naczynko wagowe szklane 30x40	30	40
6 306 703 050	Naczynko wagowe szklane 30x50	30	50
6 306 704 030	Naczynko wagowe szklane 40x30	40	30
6 306 704 040	Naczynko wagowe szklane 40x40	40	40
6 306 704 050	Naczynko wagowe szklane 40x50	40	50
6 306 705 030	Naczynko wagowe szklane 50x30	50	30
6 306 705 050	Naczynko wagowe szklane 50x50	50	50
6 306 706 040	Naczynko wagowe szklane 60x40	60	40
6 306 708 040	Naczynko wagowe szklane 80x40	80	40




Rozdzielacze cylindryczne szklane z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 307 000 050	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 50 ml	9	150	19/26
6 307 000 100	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 100 ml	9	150	19/26
6 307 000 250	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 250 ml	9	150	29/32
6 307 000 500	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 500 ml	10	150	29/32
6 307 001 000	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 1000 ml	10	150	29/32
6 307 002 000	Rozdzielacz cylindryczny szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 2000 ml	13	150	29/32




Rozdzielacze gruszkowe szklane z zaworem szklanym na szlif z korkiem szklanym SIMAX

Materiał: szkło białe SIMAX.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 307 100 050	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 50 ml	9	70	19/26
6 307 100 100	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 100 ml	9	70	19/26
6 307 100 250	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 250 ml	9	70	29/32
6 307 100 500	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 500 ml	10	70	29/32
6 307 101 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 1000 ml	10	70	29/32
6 307 102 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 2000 ml	13	70	29/32



Rozdzielacze gruszkowe szklane z zaworem szklanym na szlif z korkiem szklanym Boro 3.3


Materiał: szkło białe Boro 3.3.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 307 110 050	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 50 ml	9	70	19/26
6 307 110 100	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 100 ml	9	70	19/26
6 307 110 250	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 250 ml	9	70	29/32
6 307 110 500	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 500 ml	9	70	29/32
6 307 111 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 1000 ml	12	70	29/32
6 307 112 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 2000 ml	12	70	29/32



Rozdzielacze gruszkowe szklane typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym SIMAX


Materiał: szkło białe SIMAX.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 307 200 050	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 50 ml	9	70	19/26
6 307 200 100	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 100 ml	9	70	19/26
6 307 200 250	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 250 ml	9	70	29/32
6 307 200 500	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 500 ml	10	70	29/32
6 307 201 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 1000 ml	10	70	29/32
6 307 202 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 2000 ml	13	70	29/32

Rozdzielacze gruszkowe szklane typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym Boro 3.3.


Materiał: szkło białe Boro 3.3.



Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 307 210 050	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 50 ml	9	70	19/26
6 307 210 100	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 100 ml	9	70	19/26
6 307 210 250	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 250 ml	9	70	29/32
6 307 210 500	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 500 ml	10	70	29/32
6 307 211 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 1000 ml	10	70	29/32
630 721 2 000	Rozdzielacz gruszkowy szklany typu Squiba z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym 2000 ml	13	70	29/32

Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym, ze szkła oranżowego z wąską szyją

Materiał: szkło oranżowe.




Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 312 100 050	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 50 ml	41,5	77	14/15
6 312 100 100	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 100 ml	51,5	103	14/23
6 312 100 250	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 250 ml	69	131	19/26
6 312 100 500	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 500 ml	85	163	24/29
6 312 101 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 1000 ml	106,5	199	29/32
6 312 102 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 2000 ml	132	245	29/32
6 312 105 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 5000 ml	181	325	45/40
6 312 110 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z wąską szyją 10000 ml	227	403	60/46

Butle szklane oranżowe ze szlifem z korkiem szklanym, z szeroką szyją

Materiał: szkło oranżowe.


Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 312 200 050	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 50 ml	41,5	76	24/20
6 312 200 100	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 100 ml	51,5	95	29/22
6 312 200 250	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 250 ml	69	128	34/24
6 312 200 500	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 500 ml	85	162	45/27
6 312 201 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 1000 ml	106,5	187	60/31
6 312 202 000	Butla szklana ze szlifem, z korkiem szklanym ze szkła oranżowego z szeroką szyją 2000 ml	132	238	60/31

**Kolby kuliste dwuszyjne ze szlifami SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX. Nachylenie szyi bocznej 20°.




Numer	Nazwa produktu	SJ ₁ [mm]	SJ ₂ [mm]
6 322 100 250	Kolba kulista dwuszyjna ze szlifami 250 ml	29/32	14/23
6 322 100 500	Kolba kulista dwuszyjna ze szlifami 500 ml	29/32	14/23
6 322 101 000	Kolba kulista dwuszyjna ze szlifami 1000 ml	29/32	14/23
6 322 102 000	Kolba kulista dwuszyjna ze szlifami 2000 ml	29/32	14/23

**Kolby kuliste trójszyjne ze szlifami SIMAX**

Materiał: szkło białe SIMAX. Szyje równoległe.




Numer	Nazwa produktu	SJ ₁ [mm]	SJ ₂ [mm]	SJ ₃ [mm]
6 323 100 250	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 250 ml	29/32	14/23	14/23
6 323 100 500	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 500 ml	29/32	14/23	14/23
6 323 101 000	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 1000 ml	29/32	14/23	29/32
6 323 102 000	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 2000 ml	29/32	14/23	29/32
6 323 104 000	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 4000 ml	45/40	14/23	29/32
6 323 106 000	Kolba kulista trójszyjna ze szlifami 6000 ml	60/46	14/23	29/32

**Kroplomierze szklane ze szkła białego**


Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 324 100 050	Kroplomierz szklany ze szkła białego 50 ml	42	92	14/23
6 324 100 100	Kroplomierz szklany ze szkła białego 100 ml	51	106	14/23


**Kroplomierze szklane ze szkła oranżowego**

Materiał: szkło oranżowe.

Numer	Nazwa produktu	d [mm]	h [mm]	SJ [mm]
6 324 200 050	Kroplomierz szklany ze szkła oranżowego 50 ml	42	92	14/23
6 324 200 100	Kroplomierz szklany ze szkła oranżowego 100 ml	51	106	14/23




APARATY SZKLANE



Aparat do destylacji rozpuszczalników

Materiał: szkło białe.
W zestawie:
1. kolba kulista z krótką szyjką ze szlifem,
2. nasadka z chłodnicą spiralną na szlif,
3. korek szlifowany.


Numer	pojemność [ml]	kolba poj. [ml]	kolba szlif [mm]	chłodn. szlif ₁ [mm]	chłodn. szlif ₂ [mm]
6 430 300 000	500	500	WS-29	WS-29	WS-14,5
6 430 310 000	1000	1000	WS-29	WS-29	WS-14,5
6 430 320 000	2000	2000	WS-45	WS-45	WS-14,5



Aparat ekstrakcyjny typu Soxhlet'a

Materiał: szkło białe.
W zestawie:
1. kolba płaskodenna z krótką wąską szyją ze szlifem,
2. ekstraktor,
3. chłodnica kulkowa.


Numer	Nazwa produktu	kolba poj. [ml]	kolba szlif [mm]	ekstrak. poj. [ml]	ekstrak. szlif ₁ [mm]	ekstrak. szlif ₂ [mm]	chłodn. szlif [mm]
6 431 060 000	100/70	100	WS-29	70	WS-29	WS-34,5	WS-34,5
6 431 100 000	250/100	250	WS-29	100	WS-29	WS-45	WS-45
6 431 110 000	250/150	250	WS-29	150	WS-29	WS-45	WS-45
6 431 120 000	500/250	500	WS-29	250	WS-29	WS-45	WS-45



Aparat do oznaczania amoniaku typu Parnas Wagner'a

Materiał: szkło białe.
W zestawie:
1. kolba destylacyjna 500 ml rozbieralna,
2. chłodnica kulkowa 400 mm,
3. naczynie do cieczy z kurkiem,
4. rurka rozdzielacza,
5. kolba kulista 2000 ml.

Numer	Nazwa produktu
6 431 490 000	Aparat do oznaczania amoniaku typu Parnas Wagner'a



Aparat do oznaczania zawartości wody typu Dean-Stark'a

Materiał: szkło białe.
W zestawie:
1. kolba kulista z wąską szyją 500 ml ze szlifem WS-29,
2. chłodnica typu Liebig'a o długości 400 mm ze szlifem WS-29,
3. odbieralnik pomiarowy o pojemności 10 ml skalowany:
* 0,0 - 0,3 ml działka elementarna = 0,03 ml
* 0,3 - 1,0 ml działka elementarna = 0,10 ml
* 1,0 - 10,0 ml działka elementarna = 0,20 ml.
Istnieje możliwość wykonania odbieralników wg. uzgodnień o pojemnościach 5, 15 lub 25 ml.

Numer	Nazwa produktu
6 431 720 100	Aparat do oznaczania zawartości wody typu Dean-Stark'a, odbieralnik bez zaworu
6 431 730 100	Aparat do oznaczania zawartości wody typu Dean-Stark'a, odbieralnik z zaworem


Aparat do oznaczania fenolu

Materiał: szkło białe.

W zestawie:


1. kolba kulista dwuszyjna 500 ml z korkiem, ze szlifami WS-24 i WS-14,
2. chłodnica,
3. przedłużacz,
4. zatyczka, szlif 14/23mm

Numer	Nazwa produktu
6 432 420 000	Aparat do oznaczania fenolu z zaworem
6 432 430 000	Aparat do oznaczania fenolu bez zaworu

**Chłodnice spawane typu Liebig'a**


Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu	ilość szlifów	I [mm]	L [mm]	SJ [mm]
6 460 120 400	Chłodnica spawana typu Liebig'a 400 mm 1x29	1	400	600	WS-29
6 460 120 700	Chłodnica spawana typu Liebig'a 700 mm 1x29	1	700	900	WS-29
6 460 220 400	Chłodnica spawana typu Liebig'a 400 mm 2x29	2	400	600	WS-29
6 460 220 700	Chłodnica spawana typu Liebig'a 700 mm 2x29	2	700	900	WS-29

**Chłodnice kulkowe typu Allihn'a**


Materiał: szkło białe.

Numer	Nazwa produktu	ilość szlifów	I [mm]	L [mm]	SJ [mm]	ilość kulek
6 460 420 300	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 300 mm 1x29	1	300	500	WS-29	6
6 460 420 400	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 400 mm 1x29	1	400	600	WS-29	8
6 460 420 500	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 500 mm 1x29	1	500	700	WS-29	10
6 460 520 300	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 300 mm 2x29	2	300	500	WS-29	6
6 460 520 400	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 400 mm 2x29	2	400	600	WS-29	8
6 460 520 500	Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 500 mm 2x29	2	500	700	WS-29	10

**Chłodnice spiralne**

Materiał: szkło białe.


Numer	Nazwa produktu	ilość szlifów	I [mm]	L [mm]	SJ [mm]	ilość zwojów
6 460 620 300	Chłodnica spiralna 300 mm 2x29	2	300	500	WS-29	16
6 460 620 400	Chłodnica spiralna 400 mm 2x29	2	400	600	WS-29	22
6 460 620 600	Chłodnica spiralna 600 mm 2x29	2	600	800	WS-29	34
6 460 660 300	Chłodnica spiralna 300 mm 1x29	1	300	500	WS-29	16
6 460 660 400	Chłodnica spiralna 400 mm 1x29	1	400	600	WS-29	22
6 460 660 600	Chłodnica spiralna 600 mm 1x29	1	600	800	WS-29	34




SZKŁO KWARCOWE

Parownice kwarcowe

Materiał: szkło kwarcowe.



Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 503 600 006	Parownica kwarcowa 6 ml	35	15
6 503 600 010	Parownica kwarcowa 10 ml	40	18
6 503 600 015	Parownica kwarcowa 15 ml	50	25
6 503 600 025	Parownica kwarcowa 25 ml	54	27
6 503 600 030	Parownica kwarcowa 30 ml	56	28
6 503 600 040	Parownica kwarcowa 40 ml	58	30
6 503 600 050	Parownica kwarcowa 50 ml	65	32
6 503 600 060	Parownica kwarcowa 60 ml	70	35
6 503 600 080	Parownica kwarcowa 80 ml	75	42
6 503 600 100	Parownica kwarcowa 100 ml	80	46
6 503 600 125	Parownica kwarcowa 125 ml	85	49
6 503 600 150	Parownica kwarcowa 150 ml	90	52




Tygle kwarcowe niskie

Materiał: szkło kwarcowe.

Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 503 700 014	Tygiel kwarcowy niski 14 ml	40	25
6 503 700 018	Tygiel kwarcowy niski 18 ml	45	28
6 503 700 025	Tygiel kwarcowy niski 25 ml	50	32
6 503 700 038	Tygiel kwarcowy niski 38 ml	55	36
6 503 700 050	Tygiel kwarcowy niski 50 ml	60	40
6 503 700 080	Tygiel kwarcowy niski 80 ml	70	45
6 503 700 120	Tygiel kwarcowy niski 120 ml	80	50

Tygle kwarcowe średnie

Materiał: szkło kwarcowe.




Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 503 800 001	Tygiel kwarcowy średni 1 ml	18	14
6 503 800 003	Tygiel kwarcowy średni 2,5 ml	22	18
6 503 800 004	Tygiel kwarcowy średni 4 ml	25	20
6 503 800 006	Tygiel kwarcowy średni 6 ml	28	22
6 503 800 008	Tygiel kwarcowy średni 9 ml	30	25
6 503 800 013	Tygiel kwarcowy średni 13 ml	35	28
6 503 800 016	Tygiel kwarcowy średni 16 ml	40	32
6 503 800 030	Tygiel kwarcowy średni 30 ml	45	36
6 503 800 040	Tygiel kwarcowy średni 40 ml	50	40
6 503 800 053	Tygiel kwarcowy średni 53 ml	55	45
6 503 800 070	Tygiel kwarcowy średni 70 ml	60	50
6 503 800 100	Tygiel kwarcowy średni 100 ml	70	56
6 503 800 150	Tygiel kwarcowy średni 150 ml	80	63




Tygle kwarcowe wysokie

Materiał: szkło kwarcowe.

Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 503 900 010	Tygiel kwarcowy wysoki 10 ml	28	36
6 503 900 015	Tygiel kwarcowy wysoki 15 ml	30	40
6 503 900 020	Tygiel kwarcowy wysoki 20 ml	35	45
6 503 900 035	Tygiel kwarcowy wysoki 35 ml	40	50
6 503 900 045	Tygiel kwarcowy wysoki 45 ml	45	56
6 503 900 060	Tygiel kwarcowy wysoki 60 ml	50	63
6 503 900 085	Tygiel kwarcowy wysoki 85 ml	55	71
6 503 900 125	Tygiel kwarcowy wysoki 125 ml	60	80
6 503 900 170	Tygiel kwarcowy wysoki 170 ml	70	90
6 503 900 250	Tygiel kwarcowy wysoki 250 ml	80	100




PORCELANA LABORATORYJNA



Lejki Büchner'a porcelanowe

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	D ₁ [mm]	dla bibuły Ø [mm]	d [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]
6 690 700 077	Lejek Büchner'a porcelanowy Ø 77	77	70	1	35	64
6 690 700 097	Lejek Büchner'a porcelanowy Ø 97	97	90	2	40	71
6 690 700 116	Lejek Büchner'a porcelanowy Ø 116	116	110	2	49	83
6 690 700 130	Lejek Büchner'a porcelanowy Ø 130	130	125	2	52	85



Łyżko-szpatułka porcelanowe

Materiał: porcelana.

Numer	Nazwa produktu
6 691 400 103	Łyżko-szpatułka porcelanowa 103 mm
6 691 400 164	Łyżko-szpatułka porcelanowa 164 mm
6 691 400 200	Łyżko-szpatułka porcelanowa 200 mm



Moździerz porcelanowe szorstkie z wylewem


Materiał: porcelana.

Numer	Nazwa produktu	pojemność [ml]	H [mm]
6 691 600 063	Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 63	70	41
6 691 600 083	Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 83	110	50
6 691 600 105	Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 105	220	64
6 691 600 139	Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 139	500	82
6 691 600 180	Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 180	1000	104

Parownice porcelanowe z wylewem

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 692 000 010	Parownica porcelanowa z wylewem 10 ml	40	16
6 692 000 030	Parownica porcelanowa z wylewem 30 ml	63	25
6 692 000 060	Parownica porcelanowa z wylewem 60 ml	80	32
6 692 000 107	Parownica porcelanowa z wylewem 107 ml	81	38
6 692 000 140	Parownica porcelanowa z wylewem 140 ml	94	42
6 692 000 232	Parownica porcelanowa z wylewem 232 ml	112	47
6 692 000 300	Parownica porcelanowa z wylewem 300 ml	132	55
6 692 000 400	Parownica porcelanowa z wylewem 400 ml	138	61
6 692 000 700	Parownica porcelanowa z wylewem 700 ml	170	74
6 692 001 300	Parownica porcelanowa z wylewem 1300 ml	202	86



Tłuczki porcelanowe do moździerzy

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	L [mm]	D [mm]
6 694 400 115	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 115 mm	115	24
6 694 400 135	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 135 mm	135	30
6 694 400 150	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 150 mm	150	36
6 694 400 175	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 175 mm	175	42
6 694 400 210	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 210 mm	210	55
6 694 400 250	Tłuczek porcelanowy do moździerzy 250 mm	250	74



Tygle porcelanowe niskie

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 694 600 010	Tygiel porcelanowy niski 10 ml	35	22
6 694 600 017	Tygiel porcelanowy niski 17 ml	40	25
6 694 600 021	Tygiel porcelanowy niski 21 ml	45	28
6 694 600 034	Tygiel porcelanowy niski 34 ml	50	32
6 694 600 062	Tygiel porcelanowy niski 62 ml	60	38
6 694 600 091	Tygiel porcelanowy niski 91 ml	70	44



Tygle porcelanowe średnie

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 694 610 012	Tygiel porcelanowy średni 12 ml	35	28
6 694 610 030	Tygiel porcelanowy średni 30 ml	45	36
6 694 610 045	Tygiel porcelanowy średni 45 ml	50	40
6 694 610 080	Tygiel porcelanowy średni 80 ml	60	48
6 694 610 120	Tygiel porcelanowy średni 120 ml	70	56



Tygle porcelanowe wysokie

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	D [mm]	H [mm]
6 694 620 015	Tygiel porcelanowy wysoki 15 ml	30	38
6 694 620 026	Tygiel porcelanowy wysoki 26 ml	35	44
6 694 620 035	Tygiel porcelanowy wysoki 35 ml	40	50
6 694 620 050	Tygiel porcelanowy wysoki 50 ml	45	56
6 694 620 072	Tygiel porcelanowy wysoki 72 ml	50	62
6 694 620 120	Tygiel porcelanowy wysoki 120 ml	60	75



Wanienki porcelanowe do wyżarzania

Materiał: porcelana.


Numer	Nazwa produktu	A [mm]	B [mm]	H [mm]
6 694 800 013	Wanienka porcelanowa do wyżarzania 13 ml	62	40	12
6 694 800 040	Wanienka porcelanowa do wyżarzania 40 ml	95	65	14



Wkłady do eksykatorów

Materiał: porcelana.

Numer	Nazwa produktu	Ø _{nom} eksykatora [mm]
6 694 860 090	Wkład porcelanowy do eksykatora Ø 90	100
6 694 860 140	Wkład porcelanowy do eksykatora Ø 140	150
6 694 860 189	Wkład porcelanowy do eksykatora Ø 189	200
6 694 860 241	Wkład porcelanowy do eksykatora Ø 241	250
6 694 860 290	Wkład porcelanowy do eksykatora Ø 290	300



Łódeczki do spalań

Materiał: porcelana.

Numer	Nazwa produktu	L [mm]	W [mm]	H [mm]
6 694 900 090	Łódeczka do spalań 90 mm	90	13	8
6 694 900 105	Łódeczka do spalań 105 mm	105	14	9

